


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Mtco2ポリクローナル抗体 - P00403

商品番号: CM0020301



前書き

ヒトシトクロムcオキシダーゼサブユニット2 (MTCO2/COX2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体IVの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCO2 Rabbit pAb
備考/別名	COII; MTCO2; COX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4513
遺伝子ID	4513
免疫原	ヒトMTCO2 (YP_003024029.1) のアミノ酸40-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00403
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスパック