


Wb、If、Ihc-P、Elisa用 抗Mtco2 ウサギモノクローナル抗体 - P00403

商品番号: CM0011500



前書き

ヒトMTCO2（シトクロムcオキシダーゼサブユニット2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。ミトコンドリア研究および酸化的リン酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTCO2 ウサギ mAb
備考/別名	COII; MTCO2; COX2
種	ヒト
遺伝子ID	4513
免疫原	合成ペプチド ヒトMTCO2 (P00403)のアミノ酸128-227に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00403
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ