


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mtdhウサギポリクローナル抗体 - Q86Ue4

商品番号: CM0028884



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高親和性抗MTDH（AEG-

1/LYRIC）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。がん転移、化学療法耐性、NF-kBシグナル伝達研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTDH ウサギpAb
備考/別名	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	92140
遺伝子ID	92140
免疫原	ヒトMTDHのアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_848927.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86UE4
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ