

Anti-Mterfd3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q49Am1

商品番号: CM0027253

前書き

ヒトMTERFD3（mTERFL）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTERFD3 Rabbit pAb
備考／別名	mTERFL; MTERFD3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	80298
GeneID	80298
免疫原	ヒトMTERFD3（NP_079474.2）のアミノ酸1〜250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q49AM1
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包