

Wb、Elisa用抗Mtfmtウサギポリクローナル抗体 - Q96Dp5

商品番号: CM0021893

前書き

ヒトMTFMT（ミトコンドリアメチオニルtRNAホルミルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを認識します。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	MTFMTウサギpAb
備考／別名	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
種	ヒト
GeneID	123263
免疫原	ヒトMTFMT（NP_640335.2）のアミノ酸180～389に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DP5
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷剤