

Wb、Elisa用 抗Mtfp1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Udx5

商品番号: CM0031084

前書き

ヒトMTFP1 (MTP18)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア内膜タンパク質で分裂に関与。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。18kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTFP1 ウサギ pAb
備考/別名	MTP18; HSPC242; MTFP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51537
GeneID	51537
免疫原	ヒトMTFP1 (NP_057582.2) のアミノ酸1-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UDXX5
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ