


Wb、Elisa用 抗Mth1 ポリクローナル抗体 - P36639

商品番号: CM0030692



前書き

ヒトMTH1

(NUDT1)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。DNA損傷修復、酸化ストレス、ヌクレオチドプール浄化経路の研究に適しています。SWISS: P36639。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTH1 ウサギ pAb
備考/別名	MTH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4521
GeneID	4521
免疫原	ヒトMTH1 (NP_945192.1)のアミノ酸1-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P36639
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ