

抗Mthfd1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P11586

商品番号: CM0027049



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用MTHFD1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。一炭素代謝およびヌクレオチド生合成における三機能酵素である細胞質C-1-

テトラヒドロ葉酸合成酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MTHFD1 ウサギpAb
備考/別名	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4522
GeneID	4522
免疫原	ヒトMTHFD1の1-270アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005947.3)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11586
タンパク質重量	102kDa
配送	アイスパック