

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mthfd1Lポリクローナル抗体 - Q6Ub35

商品番号: CM0030115

前書き

単機能性C1-

テトラヒドロ葉酸シンターゼ（MTHFD1L）のウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ミトコンドリアの1炭素代謝酵素を標的としており、がん・代謝研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTHFD1L ウサギ pAb
備考/別名	FTHFSDCl; MTCITHFS; dJ292B18.2; MTHFD1L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25902
GeneID	25902
免疫原	ヒトMTHFD1L (NP_056255.2) のアミノ酸759-978番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UB35
タンパク質分子量	106kDa
発送方法	保冷剤