

Wb、Elisa用 抗Mthfd2 ウサギモノクローナル抗体 - P13995

商品番号: CM0007035



前書き

この高品質なMTHFD2ウサギモノクローナル抗体はWBおよびELISA用に検証済みで、ヒトおよびマウスMTHFD2と反応します。ミトコンドリアー炭素代謝研究のための重要な試薬です。(P13995)

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	MTHFD2 ウサギ mAb
備考/別名	NMDMC; MTHFD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10797
免疫原	ヒトMTHFD2 (NP_006627.2) のアミノ酸40-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13995
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ