

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mthfd2 ウサギポリクローナル抗体 - P13995

商品番号: CM0017762



前書き

ヒトMTHFD2（二機能性メチレンテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ/シクロヒドロラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアー炭素代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTHFD2 ウサギ pAb
備考/別名	NMDMC; MTHFD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10797
GeneID	10797
免疫原	ヒトMTHFD2 (NP_006627.2) のアミノ酸40-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13995
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ