

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mthfrモノクローナル抗体 - P42898

商品番号: CM0006677



前書き

ヒトMTHFR（メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。葉酸経路研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTHFR ウサギ mAb
備考/別名	MTHFR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4524
GeneID	4524
免疫原	ヒトMTHFR（NP_005948.3）のアミノ酸363-656に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42898
タンパク質分子量	75 kDa
輸送	保冷バッグ