


Wb、Elisa用抗Mtif3ポリクローナル抗体 - Q9H2K0

商品番号: CM0029735



前書き

WBおよびELISAで検証済みのMTIF3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットMTIF3に特異的で、タンパク質合成のために28Sリボソームサブユニットの利用可能性を促進するミトコンドリア翻訳開始因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTIF3 Rabbit pAb
備考/別名	IF3mt; MTIF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	219402
GeneID	219402
免疫原	ヒトMTIF3 (NP_690876.3) のアミノ酸1-278に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H2K0
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋