


Wb、Elisa用抗Mtif3ポリクローナル抗体 - Q9H2K0

商品番号: CM0016065



前書き

ヒトMTIF3（IF3mt）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMTIF3を検出します。ミトコンドリアタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTIF3ウサギpAb
備考／別名	IF3mt ; MTIF3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	219402
遺伝子ID	219402
免疫原	ヒトMTIF3（NP_690876.3）のアミノ酸1〜278に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2K0
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ