

WbおよびElisa用 抗Mtmr1 ウサギポリクローナル抗体 - Q13613

商品番号: CM0018817



前書き

ホスファチジルイノシトール-3-

リン酸ホスファターゼであるMTMR1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのWBおよびELISA用で、脂質代謝研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MTMR1 Rabbit pAb
備考/別名	MTMR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8776
遺伝子ID	8776
免疫原	ヒトMTMR1 (NP_003819.1) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13613
タンパク質重量	75kDa
配送	氷袋