


抗Mtmr2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13614

商品番号: CM0025431



前書き

ヒトMTMR2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。免疫原はアミノ酸404-643番に対応します。オートファジーやミオチューブラリン関連タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR2 ウサギ pAb
別名	CMT4B; CMT4B1; MTMR2
対象種	ヒト
GeneID	8898
免疫原	ヒトMTMR2 (NP_057240.3) のアミノ酸404-643番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13614
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋