

Ihc-P、Elisa用抗Mtmr4ポリクローナル抗体 - Q9Nya4

商品番号: CM0025265

前書き

ホスファチジルイノシトール-3,5-ビスリン酸3-
ホスファターゼであるヒトMTMR4を標的とするウサ
ギポリクローナル抗体です。IHC-
PおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウス
に交差反応します。エンドソーム輸送とシグナル伝達
の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR4 ウサギpAb
別名/略称	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9110
遺伝子ID	9110
免疫原	ヒトMTMR4 (NP_004678.3) のアミノ酸570〜820に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NYA4
タンパク質分子量	133kDa
輸送方法	氷袋