

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mtmr4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nya4

商品番号: CM0016918

前書き

ヒトMTMR4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。MTMR4は、エンドソーム輸送とシグナル伝達に
関与するホスファチジルイノシトール-3,5-
ビスリン酸3-
ホスファターゼです。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR4 ウサギ pAb
備考/別名	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9110
GeneID	9110
免疫原	ヒトMTMR4 (NP_004678.3) のアミノ酸920-1195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYA4
タンパク質分子量	133kDa
輸送	保冷バッグ