


Wb、Elisa用抗Mtmr6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y217

商品番号: CM0015981



前書き

T細胞シグナル伝達とエンドサイトーシスに関与する脂質ホスファターゼMTMR6を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。免疫検出および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR6 Rabbit pAb
別名	MTMR6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9107
遺伝子ID	9107
免疫原	ヒトMTMR6 (NP_004676.3) のアミノ酸382～621番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y217
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤