

Anti-Mtmr8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q96Ef0

商品番号: CM0023500



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのMTMR8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。オートファジーを制御する脂質ホスファターゼであるMTMR8（Q96EF0）を標的とし、オートファジーおよび脂質シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR8 Rabbit pAb
備考/別名	MTMR8
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55613
遺伝子ID	55613
免疫原	ヒトMTMR8（NP_060147.2）のアミノ酸430～560に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EF0
タンパク質分子量	79kDa
輸送方法	保冷剤