

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mtmr9ウサギポリクローナル抗体 - Q96Qg7

商品番号: CM0016675

前書き

MTMR9に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAについて検証済み。ミオチューブラリン関連ホスファターゼの調節、マクロオートファジー、アポトーシスの研究に最適です。 - Q96QG7

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTMR9 ウサギ pAb
備考/別名	MTMR8; C8orf9; LIP-STYX; MTMR9
種	ヒト
遺伝子ID	66036
免疫原	組換えタンパク質：ヒトMTMR9（NP_056273.2）のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QG7
タンパク質分子量	63kDa
輸送	氷袋