


Anti-Mtnr1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P48039

商品番号: CM0027676



前書き

MTNR1A Rabbit Polyclonal Antibody (P48039)は、ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済みです。ヒトおよびラットのメラトニン受容体タイプ1Aと反応します。概日リズム、睡眠、およびメラトニン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTNR1A Rabbit pAb
備考/別名	MT1; MEL-1A-R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4543
GeneID	4543
免疫原	ヒトMTNR1A (NP_005949.1) のアミノ酸261-350以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P48039
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ