


抗Mtnr1Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa） - P48039

商品番号: CM0013748



前書き

ヒトMTNR1A（メラトニン受容体1A型）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。予測分子量39 kDa。概日リズムおよび睡眠研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTNR1AウサギpAb
備考／別名	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
種	ヒト
遺伝子ID	4543（ヒト）
免疫原	ヒトMTNR1A（NP_005949.1）のアミノ酸281～350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48039
タンパク質分子量	39 kDa
配送	アイスバッグ