

## Anti-Mtorウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P42345

商品番号: CM0014884



## 前書き

ヒトおよびマウスmTOR（P42345）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、免疫沈降、ELISAに対応しています。細胞増殖、代謝、およびオートファジーにおけるmTORシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | mTOR Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名    | SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR       |
| 種        | ヒト                                                |
| 遺伝子ID    | 2475                                              |
| 免疫原      | ヒトmTOR（NP_004949.1）のアア酸2400-2500領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース      | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション | WB, IF/ICC, IP, ELISA                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス                                            |
| SWISS    | P42345                                            |
| タンパク質分子量 | 289kDa                                            |
| 配送       | アイスバック                                            |