

Anti-Mtpap ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nvv4

商品番号: CM0019844



前書き

ヒトMTPAP (PAPD1/SPAX4/TENT6)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。ミトコンドリアRNAプロセッシングおよびヒストンmRNA分解の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTPAP ウサギ pAb
備考/別名	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55149
遺伝子ID	55149
免疫原	ヒトMTPAP (NP_060579.3) のアミノ酸383-582に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NVV4
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバック