

Wb、Elisa用抗Mtrrウサギポリクローナル抗体 - Q9UbK8

商品番号: CM0013798



前書き

ヒトMTRR（メチオニンシンターゼ還元酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。メチオニンおよび葉酸の恒常性研究に適しています。ヒトサンプルと反応し、予測分子量は78kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MTRRウサギpAb
備考／別名	MSR; cblE; MTRR
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	4552
GeneID	4552
免疫原	ヒトMTRR（NP_002445.2）のアミノ酸50～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBK8
タンパク質分子量	78kDa
配送	保冷剤