


WbおよびElisa用 抗Mtss1ウサギポリクローナル抗体 - O43312

商品番号: CM0017350



前書き

ヒトMTSS1（MIM、転移抑制因子1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのMTSS1と反応します。がん転移および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	MTSS1 ウサギ pAb
備考/別名	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
種	ヒト
GeneID	9788
免疫原	ヒトMTSS1（NP_055566.3）のアミノ酸630-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43312
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ