

Wb、Elisa用Anti-Mttpポリクローナル抗体 - P55157

商品番号: CM0017676



前書き

ヒト、マウス、ラットでWBおよびELISAについて検証済みのAnti-MTTPポリクローナル抗体（pAb）。小胞体トリアシलगリセロール転送タンパク質（microsomal triglyceride transfer protein）の大型サブユニットを標的とし、リポタンパク質の集合に重要です。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTTP Rabbit pAb
備考/エイリアス	ABL; MTP; MTTP
種	ヒト
遺伝子ID	4547
免疫原	ヒトMTTP（NP_000244.2）のアミノ酸19-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55157
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋