

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mttp ウサギ ポリクローナル抗体 - P55157

商品番号: CM0024520



前書き

ヒトMTTP（小胞体トリグリセリド輸送タンパク質大サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。脂質輸送およびリポタンパク質アセンブリに関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTTP Rabbit pAb
備考/別名	ABL; MTP; MTTP
種	ヒト
GeneID (Human)	4547
GeneID	4547
免疫原	ヒトMTTP（NP_000244.2）のアミノ酸550-650に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P55157
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ