

Wb、Elisa用抗Mtus1ポリクローナル抗体 - Q9Uld2

商品番号: CM0015590

前書き

ヒトMTUS1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。
MTUS1は細胞増殖および有糸分裂に関与する
微小管関連腫瘍抑制因子であり、腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTUS1ウサギpAb
備考／別名	ATBP、ATIP、ICIS、MP44、ATIP3、MTSG1、MTUS1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57509
遺伝子ID	57509
免疫原	ヒトMTUS1（NP_065800.1）のアミノ酸207～436に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULD2
タンパク質分子量	141kDa
輸送	保冷バッグ