

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mtx2ポリクローナル抗体 - O75431

商品番号: CM0028973

前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了したウサギ由来抗MTX2ポリクローナル抗体を提供しています。タンパク質輸入に関与するミトコンドリア外膜タンパク質であるヒト、マウス、ラットのメタキシン2を検出します。IVD研究およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTX2 ウサギ pAb
備考/別名	MDPS; metaxin-2; MTX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10651
遺伝子ID	10651
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトMTX2 (NP_006545.1) のアミノ酸1-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75431
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋