

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mtx2ウサギモノクローナル抗体 - O75431

商品番号: CM0007338

前書き

ミトコンドリア輸送タンパク質であるヒトMTX2を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、約30 kDaのバンドを検出します。ミトコンドリア機能研究およびIVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MTX2ウサギmAb
備考/別名	MDPS ; metaxin-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10651
GeneID	10651
免疫原	ヒトMTX2 (NP_006545.1) のアミノ酸1〜263に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75431
タンパク質分子量	30 kDa
輸送	保冷バッグ