

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Muc1-Cモノクローナル抗体 - P15941

商品番号: CM0003841



前書き

ヒトMUC1（ムチン-

1）のC末端ドメインを標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。癌バイオマーカー研究、細胞シグナル伝達研究、上皮細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC1-C ウサギmAb
別名	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4582
GeneID	4582
免疫原	ヒトMUC1（P15941）のアミノ酸1156～1255番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15941
タンパク質分子量	122kDa
発送	保冷剤