

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Muc1 ポリクローナル抗体 - P15941

商品番号: CM0013832



前書き

ヒトMUC1 (Mucin-1、CA15-3) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAに使用可能。マウスおよびラットとの交差反応性あり。がん研究および診断開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC1 ウサギ pAb
備考/別名	EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4582
免疫原	ヒトMUC1 (P15941) のアミノ酸1182-1255に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15941
タンパク質分子量	122kDa
発送	保冷バッグ