

Wb、Elisa用抗Muc1ウサギポリクローナル抗体 - P15941

商品番号: CM0023174



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高特異性抗MUC1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMUC1と反応します。癌バイオマーカー研究や上皮細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC1 ウサギ pAb
別名	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4582
免疫原	合成ペプチド ヒトMUC1 (P15941) のアミノ酸50〜150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15941
タンパク質分子量	122kDa
発送方法	氷袋