

Anti-Muc16 (Ca125) ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Wxi7

商品番号: CM0020317



前書き

ヒトCA125 (MUC16)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。卵巣がん研究に適しており、約1519 kDaの糖タンパク質を検出します。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CA125 Rabbit pAb
備考/別名	MUC16; CA125; mucin-16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	94025
免疫原	ヒトCA125 (NP_078966.2) のアミノ酸12660-12923に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8Wxi7
タンパク質分子量	1519kDa
配送	アイスバッグ