


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Muc16/CA125モノクローナル抗体 - Q8Wxi7

商品番号: CM0006272



前書き

ヒトMUC16/CA125に対するこのウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-

P、IP、およびELISAでバリデーション済みです。組換え免疫原により特異性が確保されており、卵巣がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC16/CA125ウサギmAb
備考/別名	CA125; MUC16
種	ヒト
GeneID (ヒト)	94025
GeneID	94025
免疫原	ヒトMUC16/CA125 (NP_078966.2) の12660～12923番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WXI7
タンパク質分子量	1519kDa
輸送	保冷バッグ