

If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Muc2 モノクローナル抗体 - Q02817

商品番号: CM0004532



前書き

ヒトMUC2（ムシン-2）に対するウサギモノクローナル抗体で、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫原：アミノ酸858-1259をカバーする組換え融合タンパク質。腸管粘膜バリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC2 ウサギ mAb
備考/別名	MLP; SMUC; MUC-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4583
GeneID	4583
免疫原	ヒトMUC2（NP_002448.4）のアミノ酸858-1259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02817
タンパク質分子量	551kDa
輸送	保冷バッグ