

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Muc2 モノクローナル抗体 - Q02817

商品番号: CM0012271



前書き

ヒトMUC2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。粘膜バリアおよび免疫学研究における腸管ムチン-2の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC2 ウサギ mAb
備考/別名	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
種	ヒト
遺伝子ID	4583
免疫原	合成ペプチド（ヒトMUC2のアミノ酸5000-5100）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02817
タンパク質分子量	551 kDa
発送	保冷バッグ