

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Muc2ポポクローナル抗体 - Q02817

商品番号: CM0015320



前書き

ヒトMUC2（腸ムチン-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。粘膜バリア、大腸がん、および銅代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC2 Rabbit pAb
備考/別名	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4583
GeneID	4583
免疫原	ヒトMUC2 (NP_002448.4) のアミノ酸850-1270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02817
タンパク質分子量	551 kDa
配送	アイスパック