

Anti-Muc20 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8N307

商品番号: CM0023450

前書き

ヒトMUC20を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMUC20（METシグナル伝達の調節因子）を認識します。腎臓および泌尿器系がんの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC20 Rabbit pAb
備考/別名	MUC-20; MUC20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200958
GeneID	200958
免疫原	合成ペプチド；ヒトMUC20 (NP_689886.3) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N307
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ