

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Muc4モノクローナル抗体 - Q99102

商品番号: CM0010584

前書き

ヒトMUC4に対するウサギモノクローナル抗体。高分子量膜結合型ムチン。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。腫瘍学および上皮研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC4 ウサギ mAb
備考/別名	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4585
GeneID	4585
免疫原	ヒトMUC4 (Q99102) のアミノ酸4807-4916に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99102
タンパク質分子量	542kDa
発送	保冷バッグ