

抗Muc4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q99102

商品番号: CM0024347

前書き

ヒトMUC4を対象とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。上皮保護および癌の進行に関与する膜結合型ムチンを標的としており、腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC4 Rabbit pAb
備考/別名	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4585
遺伝子ID	4585
免疫原	ヒトMUC4（NP_060876.5）のアミノ酸2100～2169番目の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q99102
タンパク質分子量	542kDa
輸送方法	氷袋