

抗Muc6ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q6W4X9

商品番号: CM0022022

前書き

ヒトMUC6（胃ムチン6）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。粘膜細胞保護、ピロリ菌病理、腫瘍マーカー解析の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUC6 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MUC-6; MUC6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4588
遺伝子ID	4588
免疫原	ヒトMUC6のアミノ酸33-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005952.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6W4X9
タンパク質重量	257KDa
配送	アイスバッグ