

抗ムチン5Ac ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P98088

商品番号: CM0021343



前書き

586kDaの分泌型糖タンパク質であるMucin 5ACを検出するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで実証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ムチン研究、呼吸器・胃研究、IVD開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mucin 5AC Rabbit pAb
略称・別名	TBM; leB; MUC5; mucin; Mucin 5AC (MUC5AC)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4586
GeneID	4586
免疫原	ヒトMucin 5AC (MUC5AC) (NP_001291288.1) のアミノ酸1550-1900番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98088
タンパク質分子量	586kDa
発送方法	保冷剤