

抗Mum1ウサギモノクローナル抗体 If-P、Ihc-P、Elisa用途 - Q15306

商品番号: CM0006764



前書き

リンパ球のシグナル伝達と免疫応答に必須の転写因子であるヒトIRF4（MUM1/LSIRF）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。IF-P、IHC-P、ELISA用途での実用性が確認されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUM1 ウサギmAb
別名	MUM1, LSIRF, SHEP8, NF-EM5, IRF4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3662
GeneID	3662
免疫原	ヒトIRF4（NP_001182215.1）のアミノ酸351～451番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15306
タンパク質分子量	52kDa
発送	氷袋梱包