

Anti-Munc 13-1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Upw8

商品番号: CM0023499

前書き

WBおよびELISA用のヒトMunc13-1 (UNC13A)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。シナプスエキソサイトーシスおよびインスリン分泌の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Munc 13-1 Rabbit pAb
備考/別名	Munc13-1; Munc 13-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23025
GeneID	23025
免疫原	ヒトMunc 13-1の組換えタンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPW8
タンパク質分子量	193kDa
配送	氷袋