

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Mus81 ポリクローナル抗体 - Q96Ny9

商品番号: CM0027067



前書き

ヒトMUS81（DNA修復とゲノム安定性に関与する構造特異的エンドヌクレアーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MUS81 Rabbit pAb
備考/別名	SLX3; MUS81
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80198
GeneID	80198
免疫原	ヒトMUS81 (NP_079404.3) のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NY9
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ