

Anti-Musashi-1 (Msi1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43347

商品番号: CM0026951

前書き

ヒトMusashi-1 (MSI1)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。幹細胞研究および神経生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Musashi-1 (MSI1) ウサギ pAb
備考/別名	MSI1; Musashi-1 (MSI1)
種	ヒト
遺伝子ID	4440
免疫原	ヒトMusashi-1 (MSI1) (NP_002433.1) のアミノ酸200-362に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43347
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ