


Anti-Musashi-2 (Msi2) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q96Dh6

商品番号: CM0002088



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質なMusashi-2 (MSI2) ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。幹細胞の維持および翻訳調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Musashi-2 (MSI2) Rabbit mAb
備考/別名	MSI2H; Musashi-2 (MSI2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124540
GeneID	124540
免疫原	合成ペプチド ヒトMusashi-2 (MSI2) (Q96DH6) のアミノ酸200-300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DH6
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ